

エアマットレスをご利用の中間・エンドユーザー
各位

一般社団法人日本褥瘡学会
理事長 館 正弘

モルテン社製・オスカー（2021年1月以降発売の中央でエアセルが結合するタイプ）の
使用方法に関する日本褥瘡学会からの注意喚起（お願い）

2022年10月、本学会員の所属する大学病院においてモルテン社製・オスカー（2021年1月以降発売の中央でエアセルを結合するタイプ）において頭側挙上時の使用方法が発生要因と思われる褥瘡発生の報告が学会宛てにありました。

褥瘡保有者ならびに褥瘡発生リスクの高い方に本エアマットレスが多く使用されている現状を鑑み、エアマットレスをご利用の中間・エンドユーザーの方々におかれましては、頭側挙上時の使用方法に関する対策をとっていただけますよう、関係する各位へのご周知と注意喚起をお願いしたいと存じます。

なお、それ以前に販売されたオスカーと仕様が異なっており、今回注意喚起をいただきたいのは、**【2021年1月以降発売のエアセルが中央で結合されるタイプ】**です。

※メーカーより、安全対策に関する情報が出されておりますので、ご活用下さい。

ホームページ URL: <https://www.molten.co.jp/health/important-information/20221118.html>